

Het is niet eenvoudig om ongewenst en overtollig haar te verwijderen. Conventionele haarverwijderingsmethodes, zoals scheren en crèmes zijn tijdrovend en het effect is van korte duur.

Harsen, electrolyse en laserontharing zijn pijnlijk en kunnen bovendien ook tot andere ongemakken leiden, zoals ingroeïende haartjes...

Er is echter een alternatief ...Viridex

Wat is Viridex ?

Viridex is het recentste, op licht gebaseerd haarverwijderingssysteem (IPL). Het combineert alle voordelen van het zichtbare licht. Een intens en variabel pulslucht met een uniek gepatenteerde behandelkop die d.m.v. water wordt gekoeld. Viridex verwijdert haar veilig en effectief zonder de huid binnen te dringen en is geschikt voor alle huidtypes en alle haarkleuren. Raadpleeg uw specialist.

Hoe werkt Viridex ?

Het basisprincipe van haarverwijdering is selectieve fothermolyse. In het haarmerg bevindt zich van nature het pigment 'melanine'. Wanneer de behandelkop een lichtbundel uitzendt, wordt het licht geabsorbeerd door de melanine. Deze absorptie van het licht veroorzaakt een warmteontwikkeling, die naar het haarzakje worden geleid. Zodra de temperatuur in het haarzakje meer dan 70°C bedraagt heeft dit een gewenst stollingsproces tot gevolg. Hierdoor sterft de inhoud van het haarzakje af en wordt het vermogen om opnieuw te groeien vernietigd.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig ?

De meeste mensen hebben tussen de 5 en 8 behandelingen nodig. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en plaats van de haargroei. Er bevindt zich altijd 30% van het lichaamshaar in de groeifase. De rest van het haar bevindt zich in ruststadium en kan geen licht absorberen. Het verwijderen van grof, compact haar, bijvoorbeeld de baard van een man, vergt echter meer tijd.

Wat voelt men van de behandeling ?

Voor de meeste mensen betekent de behandeling slechts een klein ongemak, het veroorzaakt slechts een licht tintelend gevoel. Dankzij de unieke behandelkop met geïntegreerd waterkoeling systeem wordt dit gevoel sterk verminderd.

Hoe lang duurt de gem. behandeling ?

De grote golfleider bestrijkt snel een omvangrijk huidgebied. Elke impuls treedt om de seconde op. Daarom is er soms minder dan 30 seconden nodig om overtollig gezichtshaar te verwijderen, terwijl voor een mannenrug of vrouwenbenen soms wel een uur nodig is.

Wat houdt de behandeling in ?

Wanneer u zich aanmeldt voor een Viridex behandeling, zal een opgeleide specialist met u bespreken hoe Viridex werkt en aan de hand van de medische checklist beoordelen of de methode voor u geschikt is. Verder zal hij of zij een allergietest uitvoeren om te zien hoe u op de behandeling reageert. Het resultaat van de allergietest hoeft niet altijd hetzelfde te zijn, als het resultaat nadat de behandeling is uitgevoerd. Op het te behandelende gebied zorgen we er voor dat er haarstoppeltjes van enkele mm overblijven. Dat zorgt voor een betere geleiding van het licht en voor het afkoelen van de huid. Daarna wordt de golfgeleider over het gebied geleid en wordt telkens een korte lichtflits gegeven. U ziet het verschil niet meteen, maar binnen een tweetal weken na uw behandeling zal veel van het behandelde haar verdwenen zijn.

Welke zones ?

Viridex kan gebruikt worden op alle delen van het lichaam en bij alle huidtypes. Voor een volledige behandeling raden we eerst een test-patch aan.

Welke huidskleur is geschikt ?

Zwart haar op een witte huid is het best te behandelen. Uit ervaring is echter gebleken dat ook bij mensen met een donkere huid, het pigmentatieverschil tussen haar en huid groot genoeg is om een succesvolle behandeling mogelijk te maken. De nieuwe dimensie in IPL apparaten beschikken nu ook over de mogelijkheid met variabele flitsen te werken.

Hierdoor maakt huid- of haarkleur weinig verschil uit ! Is kleur van het haar belangrijk ?

Over het algemeen geldt : hoe donkerder het haar, hoe doelmatiger. Toch blijken ook grijze en blonde haren goed op de behandeling te reageren.

Wie komt ervoor in aanmerking ?

Bijna elk huidtype, elke leeftijd kan effectief behandeld worden.

Bovendien is Viridex de meest efficiënte keuze voor verbetering van de algemene huidconditie. De lichtbehandeling kan huidaandoening verbeteren zoals rode vasculaire deficiëntie (couperose), pigmentaties, fijne rimpels, verbrede poriën, verschillende littekens, actieve acné, psoriasis, sun spots,...



Zijn er neveneffecten ?

Sommige delen van het lichaam zijn gevoeliger dan andere en kunnen rood worden of lichtjes opzwellen. Na enkele minuten of een paar uur is hier echter niets meer van te merken.

Moet ik verder nog iets weten ?

Sommige mensen zijn gevoeliger voor licht dan andere, dus wees eerlijk wanneer u samen met de specialist de vragenlijst invult. Tussen de behandelingen mag u niet epileren of harsen. Scheren of ontharingscrèmes zijn wel toegestaan. Stel uw huid voor de behandeling liefst niet bloot aan zon of zonnebank.

